

禪譜科技

4.1 基本交流阻抗

4.1 基本交流阻抗

交流阻抗(AC impedance)也稱做電化學阻抗圖譜(Electrochemical impedance spectroscopy,EIS),起源於法拉第阻抗量測,也就是電化學系統中電極表面電阻或電容。此方法是在施予一微小正弦電位波條件下同時改變不同頻率之反應並計算得出阻抗值。如圖1所示,一微小正弦電位波訊號產生自波形產生器(waveform generator)經由電位儀施加於系統中,然後反應產生之電流或電位經由轉換器(i/E converter) 與放大器 (lock-in amplifier) 轉換放大訊號為角頻率 (angular frequency, ω)、相位角度(phase angle, ψ)及角向量(phasor)等資訊。(1)




圖1. 交流阻抗裝置示意圖

Sensing Good Life

4.1.1 基本交流阻抗電路

正如電化學方法與應用這本書所介紹,電化學系統可被視為一施加正弦訊號於等效電路系統中並量測其反應訊號,以單一正弦對位為例,可表達成以下方程式,

$$e = E \sin \omega t$$

其中 ω 是角頻率(等同於一般頻率的 2π 倍,以為Hz單位),E 是振幅,t是時間,產生之電流向量(phasors \dot{I})與電位向量(phasors \dot{E})則可表示為以下方程式,

$$i = I \sin(\omega t + \psi)$$

電流向量與電位向量會被相位角所錯開(phase angle, ψ),如圖2所示。(1)




圖2 改變電位與改變電流之向量圖

4.1.1 基本交流阻抗電路

一個經過相位角為零的電阻器之簡單電路,其正弦電位表示為 $e=E\sin\omega t$,反應之電流遵守歐姆定律,即為方程式 (E/R) $\sin\omega t$,如圖3(a)。然而當電位或電流通過電容時

,其關係表示為i = (E/Xc) sin (ωt + $\pi/2$),其中Xc 是電容阻抗,即為 $1/\omega$ C。產生之電流波形會帶領電位波形,如圖3(b)所示。一般而言,阻抗會分為兩個部分,實部 (real parts Z_{Re})與虛部(imaginary parts Z_{lm}),虛部會乘上 $j=\sqrt{-1}$,因此最終表達成 $Z(\omega)=Z_{Re}-jZ_{lm}$ (1)。




圖3. 電位與電流通過電阻(a)與電容(b)之示意圖

4.1.2 電路元件

一般等效電路元件包含電阻、電容與電感,如表所示,呈現三元件的圖示、電流電位關係式、阻抗及相位等資訊。電阻阻抗基本上與頻率無關,電感阻抗會隨頻率增加而增加,其通過之電流相位為正90度且只有虛部。電容阻抗則隨頻率增加而減少,其通過之電流相位為負90度且只有虛部。

	Resistor	Inductor	Capacitor
Element	•		•——
Current vs. Voltage	E = IR	$E = L \frac{d i}{d t}$	$I = C \frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t}$
Impedance	Z = R	Z = jωL	$Z = \frac{1}{j\omega C}$
Phase shift	0°	90°	-90°

4.1.3 奈奎斯特圖與波德圖

交流阻抗可表達成奈奎斯特圖與波德圖,奈奎斯特圖是實部阻抗(Z_{Re})與虛部阻抗(Z_{lm})在不同角頻率下(ω)作圖,如圖4(A)所示。波德圖則是log|z| 和相位角phase angle ψ 分別和log ω 作圖,如圖4(B)所示。奈奎斯特圖中,右邊為低頻區,左邊為高頻區,在低頻區的電容線其傾斜角會介於0° and 45°,其阻抗表示為 $Z_{CPE}=1/T(j\omega)\gamma$,其中T當 $\gamma=1$ 時代表為純電容, γ 則與有 α 關係($\alpha=(1-\gamma)90°$),所以當 $\alpha=0$ 及 $\gamma=1$ 時視為完美電容,而 γ 值受電極表面粗糙度影響。(1)





圖 4 GCE在以下條件之奈奎斯特圖譜(A)與波德圖(B), 0.01 M H₂SO₄ (a)、Na₂SO₄ (b) 及 HCI (c)

Zenser

4.1.4 系統之等效電路

中興大學曾志明教授發表之文章說明Nafion修飾光滑碳電極之等效電路示意圖如圖 5(a) 所示,經過電阻與電容之電流有相同之振幅與相位角。一般常用之模型為 Randles equivalent circuit,如圖 5(b) 所示。GCE/Nafion的介面可視為恆相位 (constant phase element,CPE),其中並聯還包含電荷轉移阻抗(charge-transfer resistance, R_{ct})與純等容(pure capacitor, C_{dl}),而溶液阻抗(bulk resistance, R_{b})與溶液電容(bulk capacitance, R_{b})表示為Nafion介面電雙層特性,為了維持電中性,陽離子會進出薄膜,因此電路還容納 R_{fs} 與 C_{fs} 。最後電路與溶液電阻 R_{s} 串聯。



A: Fluorocarban B: Interfacial zone C: Ionic clusters

圖5 Nafion修飾光滑碳電極等效電路示意圖(a)與電路圖(b)



4.1.5 電分析化學系統之阻抗圖

如同中興大學曾志明教授發表之文獻說明,Nafion修飾光滑碳電極之奈奎斯特圖如圖6所示,第一個半圓形曲線在高頻區代表為電雙層特性,第二個半圓是代表 R_{ct} 及 CPE,直線區域則是物質傳遞的限制造成,典型特徵為相對於Z'軸為45角。在低頻區的垂直線代表薄膜的電容所致,除了 Z_D ,電路中的元件皆假設與頻率無關。




圖6 Nafion修飾光滑碳電極之典型奈奎斯特圖